

## EPOCご利用の先生方へ \* UMIN Web メールと転送設定方法 \*

EPOCから配信されるメールに付きましては、各UMINメール(@umin.ac.jp)宛になります。

(例えば個人用UMIN IDが『epoc-test』の場合 epoc-test@umin.ac.jp となります)

@umin.ac.jp メールを常にご利用のメール宛に転送設定を行ってください。

(常に『@umin.ac.jp』メールをご利用の方は転送設定の必要はございません)

### EPOC トップページ【マニュアル】(http://epoc.umin.ac.jp/)

研修医 : 研修医用マニュアル5～6ページ  
 指導医 : 指導医用マニュアル5～6ページ  
 統括部門担当者 : 統括部門担当者用マニュアル3～4ページ  
 プログラム管理者 : プログラム管理者用マニュアル8～10ページ

の該当するマニュアルも併せてご参照下さい。

## UMIN Webメールと転送設定

The screenshot shows the 'Evaluation system of Postgraduate Clinical training' interface. At the top, there are buttons for 'BACK' and 'TOP'. Below them is a navigation bar with 'UMIN電子メール [起動する | 転送設定を行う]' and a '終了' button. There are also links for 'EPOCトップページ', '研修医トップページ', '電子メールアドレス一覧', and 'ヘルプ'. At the bottom, there is a status bar with fields for '氏名: 勇明\_蒼海', 'UMIN\_ID: atest-umin', 'プログラム名称: ○○協会臨床研修プログラム', and 'アクセス日時: 2008/08/19(Tue) 14:55:22'.

図1: 各EPOCメニュー画面より

UMIN電子メール [ [起動する](#) | [転送設定を行う](#) ]

図2: 上図一部分拡大

UMIN電子メール[起動する]

UMIN Webメールが起動します

UMIN電子メール[転送設定を行う]

UMINメールの転送設定が行えます(下記転送設定をご覧ください)

### 転送設定 UMINインターネット電子メールの転送方法

- 1 umin.ac.jpメールサーバの『転送設定はこちら』をご選択下さい。
- 2 転送についての説明をお読みの上、『メール転送を行う』をクリックしてください。
- 3 ユーザ名(UMIN ID)とパスワードを入力してください。

4	メールの保存 (どちらかを選択)	<input checked="" type="radio"/> 保存しない [推奨] <input type="radio"/> 保存する	<b>(通常こちらをご選択ください。)</b> メールは転送先に送られ、UMINのメールサーバには保存されません。 メールは転送先に送られると同時に、UMINのメールサーバにも保存されます。 <b>*メールがUMINサーバ上に気づかないうちに大量に溜まってしまい、UMINメールサーバが使えなくなる事態が頻発しています。こちらを選択する場合はご注意ください</b>
	転送先アドレス 1	test@yahoo.(例)	
	転送先アドレス 2		

図3: 転送設定画面

転送先アドレス1に普段ご利用のメールアドレスを記載してください。

- 5 『上記で転送設定を行う』ボタンで設定が完了いたします。
- 6 状態: 転送設定されていません

状態: 転送設定が有効になっています

- 7 転送設定終了